


Cube 2D Barcode Rackscanner mit DP5 Software

DP5 - DataPaq(TM) Cryorack "Imager"
mit -80°C Cryoschutz, für SBS und CryoRack Formate



1 Stück

Artikel-Nr.: 601063-DP5 | [Ziath](#)

10.173,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Cryoprotection: Mit Cryoprotection

Lesbare Rack Formate: Racks im Cryo Format, Racks im SBS Format

Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner

Technologie: Kamera Scanner

Verpackung: 1 Stück

Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der flexible Scanner für alle SBS-Rack- und Cryo-(13 x 13) Formate

Vorteile:

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

Weitere Informationen zur DataPaq 5 Software (DP5)