

APC anti-human CD52 Recombinant

Mouse IgG2a, kappa
QA19A22

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B318906 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 318906

252,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: QA19A22
Format: APC
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD52 Recombinant

Clone: QA19A22
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Cambridge pathology antigen 1 (CAMPATH-1), epididymal secretory protein 1
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20991>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>