

Spark NIR 685 anti-human FOXP3

Mouse IgG1, kappa
206D

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B320130 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 320130

296,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC
Clone: 206D
Format: SPKNIR_685
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Spark NIR 685 anti-human FOXP3

Clone: 206D
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Forkhead box protein P3, Scurfin, JM2, IPEX, Zinc finger protein JM2
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: SPKNIR_685
App_Abbrev: ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20636>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>