

PE/Fire 810 anti-human CD194 (CCR4)

Mouse IgG1, kappa
L291H4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B359433 | **BioLegend** | Herstellernummer: 359433

102,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: L291H4

Format: PE_F810

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Fire 810 anti-human CD194 (CCR4)

Clone: L291H4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CKR4, K5-5, CMKBR4, ChemR13, CC-CKR-4, MGC88293, HGCN:14099

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_F810

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21110>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>