

PE/Dazzle 594 anti-human IL-22

Mouse IgG2a, kappa
2G12A41

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B366715 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366715

123,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 2G12A41

Format: PE_DZL594

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Dazzle 594 anti-human IL-22

Clone: 2G12A41

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, MGC79382, MGC79384, TIFIL-23, TIFa, zcyto18

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_DZL594

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21064>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>