

PE anti-human CD117 (c-kit)

Mouse IgG2a, kappa
S18022G

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B375205 | **BioLegend** | Herstellernummer: 375205

66,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S18022G

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD117 (c-kit)

Clone: S18022G

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Stem cell factor receptor, c-kit, mast cell growth factor receptor, steel factor receptor

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20492>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>