

APC anti-human CD360 (IL-21R)

Rat IgG2a, kappa
W18100A

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B376106 | **BioLegend** | Herstellernummer: 376106

206,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W18100A

Format: APC

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD360 (IL-21R)

Clone: W18100A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: IL-21 Receptor, novel interleukin receptor (NILR)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20452>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>