

Alexa Fluor® 647 anti-human CD339 (Jagged 1)

Rat IgG2a, kappa
W16199B

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B399103 | **BioLegend** | Herstellernummer: 399103

105,75 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W16199B

Format: A647

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD339 (Jagged 1)

Clone: W16199B

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: JAG1, Jag-1, Jagged1, Jagged-1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20511>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>