

LEGENDplex Human CCL5 (RANTES) Capture Bead A7...

BioLegend
From Revvity



100 tests (250 µL)

Artikel-Nr.: B741109 | BioLegend | Herstellernummer: 741109

95,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (250 µL)

LEGENDplex Human CCL5 (RANTES) Capture Bead A7, 14X

Clone:

Isotype:

Other_Names: RANTES, CCL5, chemokine ligand 5

Size: 100 tests (250 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20540>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>