

Purified anti-human LAP (TGF-beta1)

Mouse IgG1, kappa
S20006A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B300002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 300002

113,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S20006A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human LAP (TGF-beta1)

Clone: S20006A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Latency Associated Peptide (LAP), Transforming growth factor beta 1 (TGF-b1), TGFB1, DPD1, TGF-beta1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20802>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>