


Mini Vortexer



1 Stück

Artikel-Nr.: 553035 | Biozym



132,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- Drehzahl: 4.500 U/min Radius: 6 mm
- Fassungsvermögen: Bis zu 50 ml Röhrchen
- Gewicht: 0,9 kg
- Zertifizierungen: CE, CB Scheme, ROHS3, WEEE und SGS (Kanada und USA)
- Fünf Jahre Garantie

Beschreibung

Drehzahl regelbar: nein

Farbe: grau

Kategorie: Vortexer

QuEChERS: nein

Verpackung: 1 Stück

Wechselbarer Aufsatz: nein

Mini Vortexer

Geringer Platzbedarf bei maximaler Leistung

Die einfache Touch-Start-Bedienung bietet eine außergewöhnliche Mischleistung mit einer Hand

- Flaches Design und geringer Platzbedarf (nur 11 cm breit) sparen wertvollen Platz
- Hergestellt aus ABS- und Silikonmaterialien, die den am häufigsten verwendeten Chemikalien widerstehen
- Stabile Plattform und Elastomerfüße sorgen dafür, dass das Gerät während des Betriebs stabil steht
- Geringe Aktivierungskraft für ergonomisches Arbeiten

Lieferumfang:

- 1 Mini-Vortexer
- 2 Silikonkappen
- 1 doppelt isoliertes Niederspannungs-Netzteil (100-240 VAC, 50/60 Hz) mit 4 austauschbaren Steckern

