

## BeadBath Duo, 2 l bath including lift off lid



1 Stück

Artikel-Nr.: 55B2402-E | **Benchmark** | Herstellernummer: B2402-E

**650,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Technische Spezifikationen

### Technische Daten:

- **Temperaturbereich Wasserbad Modus:** RT plus 5 °C bis 80 °C
- **Temperaturbereich Beadbad Modus:** RT plus 5 °C bis 70 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0.2 °C
- **Temperaturinkrement:** 1.0 °C
- **Temperatur Uniformität Wasserbad Modus:** +/- 0.2 °C
- **Temperatur Uniformität Beadbad Modus:** +/- 0.9 °C
- **Außenmaß (2 L):** 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
- **Innenmaß Kammer (2 L):** 14 x 15.35 x 10.36 cm
- **Gewicht:** 2.2 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Verpackung:** 1 Stück

Metallbeads nicht im Lieferumfang enthalten

### Die Vorteile:

- Zwei separate Modi für BEADS oder WASSER
- Quik-Cal™, einfache Kalibrierfunktion im Labor
- Bietet alle Vorteile eines „Bead Bath“
  - Eliminiert ständiges Nachfüllen (Burn-Out-Schutz)
  - Einfaches (zubehörloses) Sichern von Tuben und Flaschen
  - Ermöglicht abgewinkelte Inkubationen
  - Läuft konstant (kein Warten auf Aufheizen)
- Lieferung ohne Beads. Siehe Zubehör