

BeadBath Duo, 10 l bath including lift off lid



1 Stück

Artikel-Nr.: 55B2410-E | **Benchmark** | Herstellernummer: B2410-E

1.150,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Technische Daten:

- **Temperaturbereich Wasserbad Modus:** RT plus 5 °C bis 80 °C
- **Temperaturbereich Beadbad Modus:** RT plus 5 °C bis 70 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0.2 °C
- **Temperaturinkrement:** 1.0 °C
- **Temperatur Uniformität Wasserbad Modus:** +/- 0.2 °C
- **Temperatur Uniformität Beadbad Modus:** +/- 0.9 °C
- **Außenmaß (10 L):** 27.4 x 40.6 x 30.5 cm
- **Innenmaß Kammer (10 L):** 24,1 x 30.0 x 15.5 cm
- **Gewicht:** 9 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Verpackung: 1 Stück

Metallbeads nicht im Lieferumfang enthalten

Die Vorteile:

- Zwei separate Modi für BEADS oder WASSER
- Quik-Cal™, einfache Kalibrierfunktion im Labor
- Bietet alle Vorteile eines „Bead Bath“
 - Eliminiert ständiges Nachfüllen (Burn-Out-Schutz)
 - Einfaches (zubehörloses) Sichern von Tuben und Flaschen
 - Ermöglicht abgewinkelte Inkubationen
 - Läuft konstant (kein Warten auf Aufheizen)