

Rapid Cap for capping of MIC Tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 68MIC-RAPIDCAP | [Bio Molecular Systems](#)

830,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Rapid Cap zum zeitgleichen Verschluss von bis zu 48 Mic Tubes im Rack.

Mitteliefert werden fünf rote Deckel-Leerracks in die lose Mic-Caps (aus Standard Mic-Tube/Cap VEs, 68MIC-60653) manuell gesteckt werden können.

Mit dem Tool können demnach auch Teilmengen an Tubes schnell und ergonomisch verschlossen werden.