

## SafeSeal Tips Premium Cell-Saver 200 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 693200 | Biozym

**127,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Premium

**Spezialeigenschaften:** Cell Saver

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Biozym PreCision 200 µl
- Sartorius Proline Plus 200 µl
- Sartorius mLine 200 µl
- Brand Transferpette 200 µl
- Eppendorf 200 µl
- Finn Digital 200 µl
- Finn Focus 300 µl
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic R200
- Rainin Pipet-Lite SL-200
- Socorex 200 µl

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

#### Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen