

TheraPEAK™ ACK lysing buffer (1X)

GMP Grade

100 ml



Artikel-Nr.: 882090-FFM | [Lonza](#) | Herstellernummer: BP10-548E

33,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Erythrozyten Lysepuffer

Kategorie: Zellkultur Reagenzien

Produkttyp: Puffer

Verpackung: 100 ml

Ammonium-Chlorid-Kalium (ACK) Lysepuffer wird verwendet, um rote Blutkörperchen in Präparaten zu lysieren, die weiße Blutkörperchen enthalten.

Beispiele:

- Knochenmark
- Buffy-Coats
- mit EDTA behandeltes Vollblut

Dieses BioWhittaker Zellkulturmedium wird nach cGMP hergestellt und mit dem Label "For Further Manufacturing" (FFM) versehen. GMP-Produkte sind nur für Forschungs- oder weitere Herstellungszwecke bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE DIREKTE THERAPEUTISCHE VERWENDUNG BEIM MENSCHEN BESTIMMT.