

## PE anti-human FCGR2A/CD32A

Mouse IgG1, kappa  
S20004A

**BioLegend**  
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B365503 | **BioLegend** | Herstellernummer: 365503

**70,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** S20004A

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 25 tests

PE anti-human FCGR2A/CD32A

Clone: S20004A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: FcgammaRIIa, FCGR2A, CD32A

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21510>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>