

APC anti-mouse/human CD44 Recombinant

Rat IgG2a, kappa
QA19A43

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B163603 | **BioLegend** | Herstellernummer: 163603

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA19A43

Format: APC

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse/human CD44 Recombinant

Clone: QA19A43

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Hermes, Pgp1, H-CAM, or HUTCH

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse, Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21180>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>