

Spark Blue 574 anti-mouse CD3

Rat IgG2b, kappa
17A2

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B100275 | **BioLegend** | Herstellernummer: 100275

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 17A2

Format: SPKBL_574

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Spark Blue 574 anti-mouse CD3

Clone: 17A2

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: T cell antigen receptor complex, T3

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: SPKBL_574

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21278>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>