

Spark Blue 574 anti-mouse CD4

Rat IgG2b, kappa
GK1.5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B100490 | **BioLegend** | Herstellernummer: 100490

222,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: GK1.5

Format: SPKBL_574

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Spark Blue 574 anti-mouse CD4

Clone: GK1.5

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: L3T4, T4

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: SPKBL_574

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21279>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>