

PE anti-mouse CD321 (F11R)

Rat IgG2a, kappa
27-9

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B107803 | **BioLegend** | Herstellernummer: 107803

63,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 27-9

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD321 (F11R)

Clone: 27-9

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Junctional adhesion molecule-1, Jam-1, Jam-A, junctional adhesion molecule-A, CD321

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21741>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>