

PE anti-mouse CD48 Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA20A14

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B108004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 108004

129,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA20A14

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse CD48 Recombinant

Clone: QA20A14

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: BCM-1, BLAST1, SLAMF2, BLAST-1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21484>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>