

PE anti-mouse CD274 (B7-H1, PD-L1)

Rat IgG2a, lambda
MIH6

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B153611 | **BioLegend** | Herstellernummer: 153611

55,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MIH6

Format: PE

Isotype: lambda, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD274 (B7-H1, PD-L1)

Clone: MIH6

Isotype: Rat IgG2a, lambda

Other_Names: Programmed cell death ligand 1 (PD-L1), B7 homolog 1 (B7-H1), B7-H, B7H1, PDL1, PDCD1L1, PDCD1LG1

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21269>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>