

PE anti-mouse CD204

Rat IgG2a, kappa
1F8C33

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B154710 | **BioLegend** | Herstellernummer: 154710

212,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 1F8C33

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse CD204

Clone: 1F8C33

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Msr1, MSR, SR-A, Scavenger receptor type A, Macrophage scavenger receptor I, Scara1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20743>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>