

APC anti-mouse CD31 (PECAM-1)

Rat IgG2b, kappa
W18222B

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B160209 | **BioLegend** | Herstellernummer: 160209

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: W18222B
Format: APC
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse CD31 (PECAM-1)

Clone: W18222B
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: PECAM-1, EndoCAM
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21557>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>