

PE/Cyanine5 anti-human CD269 (BCMA)

Mouse IgG2a, kappa
19F2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B357529 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 357529

147,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 19F2

Format: PE_CYANINE5

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Cyanine5 anti-human CD269 (BCMA)

Clone: 19F2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: BCM, TNFRSF17

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE5

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21026>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>