

PE/Cyanine7 anti-His-Tag

Mouse IgG2a, kappa
J095G46

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B362620 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 362620

306,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: J095G46
Format: PE_CYANINE7
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-His-Tag

Clone: J095G46
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Hexa histidine-tag, 6xHis-tag, 6XHis, 6His
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21373>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>