

Purified anti-human FCGR2A/CD32A

Mouse IgG1, kappa
S20004A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B365502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 365502

282,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: S20004A
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human FCGR2A/CD32A

Clone: S20004A
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: FcgammaRIIa, FCGR2A, CD32A
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21644>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>