

PE anti-human CD105 (Endoglin) Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA19A14

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B366004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366004

145,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA19A14

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD105 (Endoglin) Recombinant

Clone: QA19A14

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Endoglin, Cell surface MJ7/18 antigen, END, Edg, ENG, HHT1, ORW1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21506>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>