

Alexa Fluor® 647 anti-human HLA-C

Mouse IgG2b, kappa
DT-9

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B373307 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 373307

151,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: DT-9

Format: A647

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human HLA-C

Clone: DT-9

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: HLAC, MHC Class I Antigen C

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21262>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>