

Purified anti-Aquaporin-4

Mouse IgG1, kappa
E5206

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B600351 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 600351

95,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Clone: E5206

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Aquaporin-4

Clone: E5206

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: MIWC, WCH4, AQP4

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, ICC, IHC-F, WB, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21562>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>