

Purified anti-NOS1

Rat IgG2a, kappa
W19138A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B602851 | **BioLegend** | Herstellernummer: 602851

95,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: W19138A

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-NOS1

Clone: W19138A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Nitric oxide synthase (NOS1), neuronal NOS (N-NOS)

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21699>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>