

APC anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Mouse IgG1, kappa
12F7

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B844607 | **BioLegend** | Herstellernummer: 844607

82,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 12F7

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Clone: 12F7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Catenin (Cadherin-Associated Protein), Beta 1, 88 kD, CTNNB1, TNNB, MRD19, armadillo, catenin beta-1

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: APC

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21209>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>