

SurPhob Spitzen, 300 µl XL

Low Binding, graduert, Multivolumen
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0130 | Biozym

46,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 91 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 300 µl

Passend für alle gängigen Pipetten (20 µl, 100 µl, 300 µl)

Mit dieser verlängerten Spitze (91 mm) kann der Boden von Probenröhrchen einfach erreicht werden, ohne eine Kontamination des Pipettenkonus zu riskieren.