

GMP FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B260060 | **BioLegend** | Herstellernummer: 260060

188,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MOPC-173
Format: GMP_FITC
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

GMP FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: GMP_FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21840>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>