

## APC anti-human CD303 (BDCA-2)

Mouse IgG2a, kappa  
S19008G

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B314408 | BioLegend | Herstellernummer: 314408

**375,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** S19008G  
**Format:** APC  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human CD303 (BDCA-2)

Clone: S19008G  
Isotype: Mouse IgG2a, kappa  
Other\_Names: CLEC4C, CLECSF11, CLECSF7, DLEC, HECL  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: APC  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21584>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>