

Purified anti-RIP-1

Rat IgG2b, lambda
W17101A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B603352 | **BioLegend** | Herstellernummer: 603352

235,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, WB
Clone: W17101A
Format: PURE
Isotype: lambda, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Purified anti-RIP-1

Clone: W17101A
Isotype: Rat IgG2b, lambda
Other_Names: Receptor-Interacting Protein Kinase 1, RIP, RIP-1, RIP1, IMD57, AIEFL, Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22003>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>