

Pipette, 8-Kanal, Nichipet Air 20 - 200 µl

Increment 0.2 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 656122 | Nichiryo

698,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 200 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

Die Vorteile:

- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie