

Pipette, 12-Kanal, Nichipet Air 30 - 300 µl

Increment 1.0 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 656128 | Nichiryo

868,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

Die Vorteile:

- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie