

PE/Fire 810 anti-mouse CD366 (Tim-3)

Rat IgG2a, kappa

RMT3-23

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B119745 | **BioLegend** | Herstellernummer: 119745

117,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RMT3-23

Format: PE_F810

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE/Fire 810 anti-mouse CD366 (Tim-3)

Clone: RMT3-23

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: T cell immunoglobulin and mucin domain containing 3 protein, hepatitis virus cellular receptor 2, CD366

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE_F810

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22027>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>