

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore



1 Beutel à 1000 Stück



Artikel-Nr.: LC1601 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1042-800-000-9

29,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück