

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore



5 Refills à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC1606 | **Labcon** | Herstellernummer: 1042-260-000-9

36,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Refills à 96 Stück