

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore

steril



6 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC1605 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1042-965-008-9

52,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück