

Cell Saver Spitzen XL, 1000 µl , farblos

graduirt, Länge = 86.4 mm, Öffnung = 1.7 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0040N | Biozym

28,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück