

Cell Saver Spitzen XL, 1000 µl, farblos, steril

graduirt, Länge = 86.4 mm, Öffnung = 1.7 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0048N | Biozym

60,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück