

Purified anti-human CD209 (DC-SIGN)

Rat IgG2b, kappa
A20120B

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B380402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 380402

155,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: A20120B

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD209 (DC-SIGN)

Clone: A20120B

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule 3 (ICAM-3)-Grabbing Nonintegrin (DC-SIGN), CLEC4L, DC-SIGN, DC-SIGN1, hDC-SIGN

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22239>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>