

Purified anti-human CD33

Mouse IgG1, kappa
S21002A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B381602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 381602

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S21002A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD33

Clone: S21002A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Siglec-3, gp67, p67

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22211>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>