

Purified anti-human CD20

Mouse IgG2a, kappa
C20Mab-60

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B382802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 382802

46,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC-P, WB
Clone: C20Mab-60
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD20

Clone: C20Mab-60
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: B1, Bp35
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-P, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21999>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>