

Purified anti-GSK3beta

Mouse IgG1, kappa
9B1-5C3-5G8

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B604651 | **BioLegend** | Herstellernummer: 604651

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P
Clone: 9B1-5C3-5G8
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-GSK3beta

Clone: 9B1-5C3-5G8
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: glycogen synthase kinase 3 beta, Serine/Threonine-Protein Kinase GSK3B, Glycogen Synthase Kinase-3 Beta
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Rat, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: ICC, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21934>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>