

Purified anti-mouse IL-33Ralpha (IL1RL1, ST2)

Rat IgG2a, kappa
W17243F

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B165302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 165302

155,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W17243F

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-mouse IL-33Ralpha (IL1RL1, ST2)

Clone: W17243F

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: IL-33R, ST2, IL-1RL1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22137>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>